

自動精算機 データベース更新のご案内

適用日：2025年9月11日（木）
Ver2.28.10.4

- ・データベースパッチ更新（修正プログラムを適用）

◆対象条件
・One.Pay

適用日：2025年9月11日（木）

はじめに、起動したタイミングでVersionを確認してください。
Versionが変わっていなければ再起動をお願いいたします。



→ **Ver2.28.10.4 以上**


（例：Ver.2.28.10.4、Ver.2.28.10.5 等）

上記Version以上が表示されている場合、
プログラムは正常に適用されています。

【データベースパッチ更新（修正プログラム適用）】

■診療終了後の流れ

診療終了後の操作手順



操作手順

- ①診療終了後、アプリケーションを終了しますか？と表示されます。
→「はい」でも「いいえ」でも構いません選択してください。
- ②どちらを選んでも自動更新（パッチ適用）が開始されます。
→更新には 約10分程度かかります。
- ③「いいえ」を選んだ場合は、作業終了後に下記ご案内が表示されます。
→「データベースのパッチが適用されました。必ず再起動してください」
- ④更新終了後は、必ずアプリケーションの再起動を行ってください。
→再起動を行わないと更新内容が反映されません。
- ⑤完了